


## DiGA-Rezept ausstellen (x.concept, x.comfort, x.isynet/x.vianova)

Mit der Verordnung aus der Medikamentenbank werden seit dem Quartalsupdate 23.4, Rezepte für DiGAs automatisch nach den jeweiligen Vorgaben befüllt und bedruckt. Ab der Version 24.3 finden die Ausstellungen über das DiGA-Verzeichnis statt. Öffnen Sie hierfür das Verordnungsmodul patientengebunden. Klicken Sie danach auf „DiGA“, um das DiGA-Verzeichnis zu öffnen.



Wählen Sie eine DiGA aus der Ergebnisliste aus, oder nutzen Sie die Suchfelder, um eine DiGA zu finden. Über den Rechtsklick lassen sich Alternativen zu der ausgewählten Anwendung anzeigen. Nach dem Auswählen sehen Sie rechts im Detailbereich eine genaue Beschreibung der ausgewählten Anwendung. Um die DiGA auszustellen, klicken Sie im Detailbereich unten auf „Verordnen“ und anschließend auf „Drucken“.

