



CGM TURBOMED

Arztinformationssystem



Video-Kurzanleitung

QR-Code einfach mit Ihrer Handy-Kamera scannen

Mehr Informationen unter:

appverordnungscenter.de/#so-gehts-mit-cgm-turbomed



CGM TURBOMED

1. Rufen Sie bitte wie gewohnt Ihren Patienten oder Ihre Patientin auf und klicken anschließend auf das „Rezept“ und „Rezept mit Medikamenten“-Feld.
2. Innerhalb der Rezept-Ansicht klicken Sie bitte auf den Button „App auf Rezept“ um das „APP VERORDNUNGSCENTER“ zu öffnen.
3. Verordnen Sie zum ersten Mal eine DiGA, akzeptieren Sie bitte zunächst AGB und Datenschutzerklärung.
4. Nun öffnet sich das „APP VERORDNUNGSCENTER“ mit einer Auswahl an DiGA, die zu den Indikationen des Patienten oder der Patientin passen.
5. Unter „mehr anzeigen“ erhalten Sie Informationen und weitere Details zur jeweiligen DiGA.
6. Um die Anwendung auf ein Rezept zu übernehmen, wählen Sie bitte den „Verordnen“-Button der gewünschten Anwendung.
7. Über die Schaltfläche „Infoblatt ausdrucken“ generieren Sie eine Anleitung im Format PDF A4, die Sie Ihrem Patienten oder Ihrer Patientin mitgeben. Hier ist auch der QR-Code zum Einlösen zu finden.
8. Mit einem Klick auf den Button „Auf Rezept übernehmen“ wird die Gesundheitsanwendung in das passende Rezept eingefügt. Dieses können Sie nun ausdrucken und Ihrem Patienten oder Ihrer Patientin übergeben.